



## Hörtest (Kopfhörerübertragung)



Mit Hilfe des **hier vorgestellten Hörtests** können Sie Ihr Hörvermögen überprüfen. Hierzu ist zuerst eine Einpegelung notwendig, da die Messung im Bereich der Hörschwelle stattfindet. Nach der Einpegelung können Sie den Hörtest starten. Betätigen Sie den erscheinenden Schieberegler so lange, bis Sie den jeweiligen Ton gerade eben hören. Danach bestätigen Sie dies mit dem Taster "OK". Nach Beendigung des Testes wird der Verlauf Ihrer Hörschwellen für das rechte und das linke Ohr ausgegeben. Zusätzlich können Sie eine Normalkurve einblenden.



Sollte der Verlauf der Hörschwellen untereinander oder von der Normalkurve stark abweichen, so könnte dies auf einen beginnenden oder schon vorhandenen Hörschaden hinweisen.

Dieses Experiment ist als Windows-Anwendung in dem Programmpaket von "ars auditus" enthalten und kann heruntergeladen werden.

[Hier geht es zum Download](#)

---

## Linked resources for wiki.audio



### Attribution

**Autor:** Martina Kremer <krahe@uni.wuppertal.de>

**Zeichnungen und Hörbeispiele:** Martina Kremer

**Archived URL:** <https://aa.wiki.audio/schutz/htest.htm>

### Embedded pictures

1.   
[hoertest1.jpg]
2.   
[hoertest2.jpg]